

# Montage- und Bedienungsanleitung für Bettbogen

Dieser Bettbogen dient der Vermeidung von Hautkontakt mit der Bettdecke. Er ist bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappbar.



## Montage:

1. Lesen Sie vor der ersten Nutzung die Anleitung inklusive der Sicherheitshinweise gut durch. Bewahren Sie die Anleitung gut auf.
2. Klappen Sie den Bettbogen auf und fixieren Sie ihn durch Verschieben der Mittelleiste nach oben.
3. Stellen Sie den Bettbogen über der zu entlastenden Körperpartie auf und legen Sie die Bettdecke über den Bettbogen.
4. Möchten Sie den Bettbogen wieder abbauen, entfernen Sie die Decke und schieben Sie die Mittelleiste zur Seite. Nun ist der Bogen wieder zusammenklappbar.

## Reinigung und Pflege:

Die Reinigung des Bettbogens kann mit einer milden Seifenlauge und einem weichen Tuch erfolgen. Setzen Sie zur Reinigung keinerlei aggressiven Reinigungs- und Lösungsmittel und auch keine Scheuerschwämme oder Bürsten ein. Verwenden Sie keine konzentrierten Säuren und Laugen. Das Produkt kann mit handelsüblichen, chlorfreien Desinfektionsmitteln behandelt werden. Beachten Sie bitte immer die Angaben des Herstellers des Desinfektionsmittels.

## Sicherheitshinweise:

- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung, ob das Produkt beschädigt ist. Achten Sie auf den festen Sitz der Schrauben und Abdeckungen. Ein beschädigtes Produkt darf aus Sicherheitsgründen nicht mehr eingesetzt werden.
- Der Bettbogen darf nicht mit schweren Gegenständen belastet werden. Er ist ausschließlich zum Auflegen der Bettdecke gedacht. Bitte nutzen Sie den Bettbogen nicht zum Hochziehen oder Aufstützen. Hängen Sie keine Gegenstände an das Produkt.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder müssen beaufsichtigt werden.
- Wenn der Nutzer nicht über ausreichende körperliche und mentale Fähigkeiten verfügt, um das Produkt sicher zu nutzen, ist die Anwesenheit einer Aufsichtsperson erforderlich.

## Technische Daten:

Material: Metallrahmen mit Kunststoffbeschichtung  
Maße: ca. 60 × 50 × 35 cm

Die Gewährleistung für dieses Produkt auf Material- und Verarbeitungsfehler beträgt in Verbindung mit dem Kauf-/Lieferbeleg 12 Monate. Schäden durch unsachgemäße Behandlung sind hiervon ausgenommen. Diese Anleitung ist Bestandteil jedes MPB-Bettbogens und muss daher aufbewahrt werden. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.