

Montage- und Bedienungsanleitung für TOILETTENSITZ WEICHSITZ

Der TOILETTENSITZ WEICHSITZ ist eine Toilettensitzerhöhung aus weichem PU-Schaum, die ein komfortables, leicht erhöhtes Sitzen beim Toilettengang ermöglicht. Durch die Montage ohne Werkzeug kann die Toilettensitzerhöhung überall eingesetzt werden und auch auf Reisen mitgenommen werden. Das Produkt ist in 2 Versionen erhältlich (5 cm Höhe, 10 cm Höhe).



Montage und Anwendung:

1. Lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung inklusive der Sicherheitshinweise gut durch und bewahren Sie sie auf.
2. Die Toilettensitzerhöhung wird auf die vorhandene Toilettenbrille aufgesetzt. Dabei muss der vordere, nach unten stehende Rand der Erhöhung direkt vorn an der Toilettenbrille sitzen, damit das Produkt nicht verrutschen kann.
3. Prüfen Sie vor der Nutzung stets den richtigen Sitz der Erhöhung und korrigieren Sie diesen bei Bedarf. Setzen Sie sich mittig auf das Produkt.

Reinigung und Pflege:

Die Reinigung des Produkts kann mit einer milden Seifenlauge und einem weichen Tuch erfolgen. Setzen Sie zur Reinigung keinerlei aggressiven Reinigungs- und Lösungsmittel und auch keine Scheuerschwämme oder Bürsten ein. Nutzen Sie keine öl- oder fetthaltigen Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine konzentrierten Säuren und Laugen. Der Toilettensitz ist zur Wischdesinfektion mit einem chlorfreien Desinfektionsmittel geeignet. Beachten Sie dazu bitte die Angaben des Herstellers des Desinfektionsmittels.

Sicherheitshinweise:

- Setzen Sie sich immer mittig auf den Sitz. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen nach vorn oder zur Seite.
- Prüfen Sie vor jeder Nutzung den richtigen Sitz des Produkts auf der Toilettenbrille.
- Untersuchen Sie die Sitzerhöhung regelmäßig auf Beschädigungen. Setzen Sie ein beschädigtes Produkt aus Sicherheitsgründen nicht mehr ein.
- Beachten Sie unbedingt die Reinigungs- und Pflegehinweise. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig. Wir empfehlen aus Hygienegründen, den Sitz nur mit einer Person zu nutzen.
- Wenn der Nutzer sein Gleichgewicht im Sitzen nicht sicher halten kann, besteht Sturzgefahr. Lassen Sie sich ggfs. von einer Hilfsperson unterstützen.
- PU-Schaum ist sehr gut hautverträglich. Sollten Sie dennoch Hautreaktionen bemerken, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Technische Daten:

Material: PU-Schaum, blau
Maße: Länge 45 cm, Breite 39 cm
Maximale Belastung: 100 kg

Die Gewährleistung für dieses Produkt auf Material- und Verarbeitungsfehler beträgt in Verbindung mit dem Kauf-/Lieferbeleg 12 Monate. Schäden durch unsachgemäße Behandlung sind hiervon ausgenommen. Diese Anleitung ist Bestandteil jeder MPB-Toilettensitzerhöhung und muss daher aufbewahrt werden. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.